

## Warmhalten nach Operation

Es gibt ein elektrisch betriebenes Wärmekissen von PetSafe, welches sich prima eignet, um eine Ratte nach der Operation warm zu halten.

[tiierisch.de/produkt/petsafe-u...l-waermekissen-fuer-tiere](http://tiierisch.de/produkt/petsafe-u...l-waermekissen-fuer-tiere)

Es wird nur warm und nicht heiß. Idealerweise passt es perfekt in eine Transportbox der Marke PetCaddy. So kann man die Ratte in der Zeit nach der Operation in der Transportbox belassen, ganz unten das Wärmekissen einlegen, darüber eine Fleecedecke und die Ratte hat es schön kuschelig, bis sie wieder fit ist.

Dadurch, dass es elektrisch betrieben wird, muss man es nicht umständlich in der Mikrowelle aufheizen und braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass es zu heiß wird.

Bilder folgen...